

Istruzioni per il montaggio TR/PIA KMAP




SCATOLA DI IMBALLO



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

- 1 Fissare il Bullone "A" tra base e tubolare basso
- 2 Fissare tra di loro a pressione il tubolare basso con il tubolare alto (vedi ferce)
- 3 Fissare sul tubolare alto il supporto 2 anelli portaflacone Gel.
- 4 inserire il tondino E nel foro del portaflacone ed inserire lo stesso E nel tondino D, lo stesso tondino D inserirlo nel foro del pedale.
- 5 Fissare i 2 bulloncini nel tubolare per il portaguanti
- 6 inserire nella parte alta della piantana il cartello con cornice rossa.



Dati tecnici

- Asta metallica verniciata a caldo, altezza complessiva 120 cm montabile a incastro, piastra preforata e filettata M6 per fissaggio staffa e porta flacone, attacco per base con foro M8 e boccia per innesto perno espositore.
- Base metallica verniciata diametro 35x35 cm e peso 4 kg, Colore: Nero.

Peso Confezione: 12 Kg

Contenuto confezione: Kit composto da:

- Piantana di alta qualità con sistema automatico a leva, **(non necessita manutenzione)** per gel igienizzante e guanti (100 pezzi) ideale per qualsiasi ambiente.
- **Pedale metallico segnalato da una etichetta gialla con freccia, il pedale permette l'erogazione del gel senza toccare il flacone, inoltre grazie a 2 molle di diametro 20mm fissate all'interno del kit pedale, la pressione del piede sarà più sensibile e graduale permettendo un'erogazione del prodotto sempre omogenea e nella quantità desiderata.**
- Porta dispenser fisso, adatto a qualsiasi Flacone fino ad 1 Lt. Ideale anche per uso esterno, resistente al vento.
- Staffa spingi flacone regolabile in Altezza,
- Struttura metallica robusta e resistente, con verniciatura a forno, completa di Ampio cartello da cm 32 x 21 con istruzioni lavaggio delle mani.
- Consegnata smontata in scatola 66x42x15cm con istruzioni e accessori, Peso 12 Kg, questo imballo, grazie alle misure contenute, permette di risparmiare sui costi di trasporto e spazi di logistica.
- Gel disinfettante e guanti non inclusi.